

Anticorpo Policlonal Anti-IFI35 De Coelho Para Wb E Elisa - P80217

Número do item: CM0018777

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IFI35 (IFP35) humano, validado para Western blot e ELISA. Reage com humano e camundongo. IFI35 é uma proteína induzida por interferon que regula respostas imunes inatas e sinalização NF-kappa-B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IFI35 Rabbit pAb
Observações/Apelido	IFP35; IFI35
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3430
GeneID	3430
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-288 do IFI35 humano (NP_005524.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P80217
Peso Proteico	32kDa
Envio	Bolsa de gelo