

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ifi44 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Tcb0

Número do item: CM0027145

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a IFI44, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece IFI44 humano, de rato e de camundongo. Adequado para estudos de estruturas microtubulares induzidas por interferon e pesquisas de proteômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IFI44 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	p44; MTAP44; A430056A10Rik; IFI44
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	10561
GeneID	99899
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do IFI44 de camundongo (NP_598632.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TCB0
Peso Proteico	50kDa
Envio	Bolsa de Gelo