


Anticorpo Policlonal Anti-Ifit2 Para Wb, Elisa - P09913

Número do item: CM0012989



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o IFIT2 humano (ISG54), validado para WB e ELISA. Adequado para pesquisa de imunidade antiviral, sinalização de interferon e estudos de apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	IFIT2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	P54, G10P2, IFI54, ISG54, cig42, IFI-54, IFIT-2, ISG-54, GARG-39, IFI-54K, ISG-54K, ISG-54 K, IFIT2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3433
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 273-472 do IFIT2 humano (NP_001538.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09913
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco de gelo