


Anticorpo Policlonais Anti-Ifit3 Para Wb, Elisa - O14879

Número do item: CM0015713



introdução

Anticorpo policlonal anti-IFIT3 validado para WB e ELISA, adequado para amostras humanas, de camundongo e rato. Explore pesquisas sobre antivirais e imunidade inata com esse reagente de alta qualidade da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IFIT3 Coelho pAb
Observações/Apelidos	P49; Ifi49; IFIT3
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3437
GeneID	15959
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 da IFIT3 de camundongo (NP_034631.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14879
Peso da Proteína	56kDa
Transporte	Bolsa de gelo