


Anticorpo Policlonal Anti-Ifit3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14879

Número do item: CM0030126



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-IFIT3 validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com IFIT3 humano, de camundongo e de rato. Adequado para estudar imunidade antiviral inata, regulação do ciclo celular e vias de sinalização de interferon.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho IFIT3
Observações/Apelido	P49, Ifi49, IFIT3
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3437
GeneID	15959
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 128-331 do IFIT3 de camundongo (NP_034631.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14879
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco de gelo