

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ifitm3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q01628

Número do item: CM0006598

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado contra o IFITM3 humano (1-8U, IP15, DSPA2b), validado para WB, IHC-P e ELISA. Ideal para o estudo da imunidade inata antiviral e dos mecanismos de entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	IFITM3 Rabbit mAb
Observações/Alcunhas	1-8U; IP15; DSPA2b; IFITM3
Espécie	Humana
GeneID (humano)	10410
GeneID	10410
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-57 do IFITM3 humano (NP_066362.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q01628
Peso da proteína	15 kDa
Transporte	Bolsa de gelo