


Anticorpo Policlonais Anti-Ifn-Beta Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P01575

Número do item: CM0020872



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a IFN-beta de camundongo (UniProt P01575), validado para WB, IF/ICC, IF-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Ideal para pesquisa em imunidade inata e sinalização por interferão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IFN-beta pAb de coelho
Observações/Alias	ifb; IFNB; If1da1; IFN-beta
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3456
GeneID	15977
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-182 da IFN-beta de camundongo (NP_034640.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P01575
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo