


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Ifn-Beta Para Wb, Elisa - P01574

Número do item: CM0012056



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra IFN-beta humano para aplicações em Western blot e ELISA. Adequado para pesquisa em imunidade inata, resposta antiviral e câncer. Imunógeno recombinante, detecta proteína de 22 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal Coelho IFN-beta (mAb)
Observações/Apelido	IFB; IFF; IFNB; IFN-beta
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3456
ID do Gene	3456
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-187 do IFN-beta humano (NP_002167.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01574
Peso Molecular da Proteína	22 kDa
Envio	Em saco de gelo