


Anticorpo Monoclonal Anti-Ifn-Gama Para Wb, Fc, Elisa - P01579

Número do item: CM0006013



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra IFN-gama humano, validado para WB, FC, ELISA. Adequado para estudar a função da interferon imune em respostas antimicrobianas e antitumorais. - P01579

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	IFN-gama Rabbit mAb
Observações/Alias	IFG; IFI; IMD69
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3458
ID do Gene	3458
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-166 do IFN-gama humano (NP_000610.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, FC (intra), ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01579
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Bolsa de gelo