

Anticorpo Policlonais Anti-Ifn Gamma Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01579

Número do item: CM0013707



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IFN gamma (Interferão gamma) humano, adequado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Peso proteico ~19kDa. Para pesquisa de citocinas e estudos de imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IFN gamma Rabbit pAb
Observações/Alias	IFG; IFI; IMD69; IFN gamma
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3458
ID do Gene	3458
Imunógeno	Proteína recombinante / proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-161 de IFN gamma (NP_997468.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01579
Peso Proteico	19kDa
Envio	Bolsa de gelo