


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ifn Gama Para Wb, Elisa - P01579

Número do item: CM0007403



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao IFN gama humano, adequado para Western blot e ELISA. Imunógeno de proteína recombinante; apresenta reação cruzada com o antígeno humano. Útil em pesquisas sobre citocinas e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-IFN gama
Observações/Apelido	IFG; IFI; IMD69; IFN gama
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3458
GeneID	3458
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-161 do IFN gama humano (NP_000610.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P01579
Peso da proteína	19 kDa
Envio	Bolsa de gelo