


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ifn-Gama Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01579

Número do item: CM0011050



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-IFN-gama validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta IFN-gama humano, uma citocina chave nas respostas imunes antimicrobianas, antivirais e antitumorais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IFN-gama mAb de Coelho
Observações/Apêndice	IFG; IFI; IMD69
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3458
GeneID	3458
Imunôgeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-166 do IFN-gama humano (NP_000610.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01579
Peso Proteico	19kDa
Envio	Saco de gelo