


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ifn Gama Para Wb, Elisa - P01579

Número do item: CM0017179



introdução

Disponível para WB e ELISA, este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo o IFN gama humano, uma citocina essencial na imunidade antimicrobiana e antitumoral, apoiando aplicações diagnósticas e de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	IFN gama pAb de coelho
Observações/Alias	IFG; IFI; IMD69; IFN gama
Espécie	Humana
GeneID	3458 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-166 do IFN gama humano (NP_997468.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P01579
Peso da proteína	19 kDa
Transporte	Bolsa de gelo