

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ifna10 Para Wb, Elisa - P01566

Número do item: CM0024125

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o interferon alfa-10 humano (IFNA10). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para rato. Ideal para pesquisa antiviral e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IFNA10 Rabbit pAb
Observações/Alias	IFN-alfaC; IFNA10
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3446
GeneID	3446
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-100 da IFNA10 humana (NP_002162.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P01566
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo