


Anti-Ifnar1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17181

Número do item: CM0023341



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o IFNAR1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas de sinalização de interferon do tipo I.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	IFNAR1 pAb Coelho
Observações/Apelido	AVP; IFRC; IFNAR; IFNBR; IMD106; IFN-alpha-REC; IFNAR1
Espécie	Humano
ID do Gene	3454
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 470-557 do IFNAR1 humano (NP_000620.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17181
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Saco de gelo