

Anticorpo Monoclonal Anti-Ifngr1 Para Wb, Elisa - P15260

Número do item: CM0002110



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante direcionado ao IFNGR1 humano (CD119), validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a sinalização do interferon gama e respostas imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] IFNGR1 Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; R1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3459
ID do Gene	3459
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 270-489 do IFNGR1 humano (NP_000407.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15260
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de gelo