

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ifngr1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P15260

Número do item: CM0002065



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o IFNGR1 (CD119) humano. Validado em WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização de interferon gama e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IFNGR1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CD119, IFNGR, IMD27A, IMD27B, IFNGR1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3459
ID do Gene	3459
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 390-489 do IFNGR1 humano (P15260)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15260
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de gelo