

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ifngr1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15260

Número do item: CM0027274



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IFNGR1, validado para WB, IHC-P, ELISA em amostras humanas, de rato e camundongo. Facilita a pesquisa em vias de sinalização do interferon gama e respostas imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IFNGR1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; IFNGR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3459
GeneID	3459
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 270-489 do IFNGR1 humano (NP_000407.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15260
Peso Proteico	54kDa
Envio	Em saco de gelo