

Anticorpo Policlonal Anti-Ifngr2 Para Wb E Elisa - P38484

Número do item: CM0027036



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho anti-IFNGR2 foi desenvolvido para aplicações de Western blotting (WB) e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato, facilitando estudos de sinalização de interferon.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	IFNGR2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AF-1; IFGR2; IMD28; IFNGT1; IFNGR2
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	3460
ID do Gene	3460
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 238-337 do IFNGR2 humano (NP_005525.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P38484
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo