

Anticorpo Policlonais Anti-Ifngr2 Para Wb, Elisa - P38484

Número do item: CM0016716



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho detecta o IFNGR2 humano (receptor 2 do interferão gama), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com rato. Ideal para o estudo da sinalização do interferão gama e da função do receptor.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IFNGR2 Rabbit pAb
Observações/Alias	AF-1, IFGR2, IMD28, IFNGT1, IFNGR2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3460
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 221-322 do IFNGR2 humano (NP_005525.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P38484
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo