

Anticorpo Policlonal Anti-Ifnl1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8lu54

Número do item: CM0025975



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IFNL1 humano (IL-29), validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa antiviral e imunomoduladora.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IFNL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IL29; IL-29; IFNL1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	282618
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-200 do IFNL1 humano (NP_742152.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IU54
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de gelo