

Anticorpo Policlonal Anti-Ifnl3 Para Ihc-P E Elisa - Q8Izi9

Número do item: CM0015496



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o IFNL3 humano (IL-28B/IL-28C), validado para IHC-P e ELISA, e reativo cruzado com camundongo e rato. Ideal para investigar a defesa antiviral mediada por interferons do tipo III em tecidos epiteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IFNL3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IL28B; IL28C; IL-28B; IL-28C; IFN-lambda-3; IFN-lambda-4; IFNL3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	282617
GeneID	282617
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-196 do IFNL3 humano (NP_742151.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IZI9
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo