


Anticorpo Policlonal Anti-Ifnl3 Para Wb & Elisa - Q8Izi9

Número do item: CM0027953



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra IFNL3 humano (IL28B/IL28C). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para humano e camundongo. Para pesquisa antiviral e imunomoduladora.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IFNL3 Rabbit pAb
Observações/Alias	IL28B; IL28C; IL-28B; IL-28C; IFN-lambda-3; IFN-lambda-4; IFNL3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	282617
GeneID	282617
Imunógeno	Peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 1-100 de IFNL3 humano (NP_742151.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8IZI9
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo