

## Anticorpo Policlonal Anti-Ifrd1 Para Wb, Elisa - 000458

Número do item: CM0018482

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao IFRD1 humano (PC4/TIS7). Validado para Western blot (WB) e ELISA, com reatividade cruzada em humano, rato e camundongo. Adequado para pesquisa de sinalização do fator de crescimento nervoso (NGF) e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | IFRD1 pAb de Coelho                                                                                                      |
| Observações/Apelido | PC4; TIS7; IFRD1                                                                                                         |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 3475                                                                                                                     |
| GeneID              | 3475                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do IFRD1 humano (NP_001541.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| Peso Proteico       | 50kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Bolsa de Gelo                                                                                                            |