

Anti-Ifrd1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - 000458

Número do item: CM0029723

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o IFRD1 humano (PC4/TIS7) para Western blot e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a diferenciação mediada por NGF e a regulação do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IFRD1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PC4; TIS7; IFRD1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3475
ID do Gene	3475
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00458
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco de gelo