

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ift57 Para Wb, Elisa - Q9Nwb7

Número do item: CM0024721

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IFT57 humano (HIPPI, OFD18) validado para WB e ELISA, reativo cruzado com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de cílios e sinalização hedgehog.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IFT57 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HIPPI; OFD18; MHS4R2; ESRRBL1; IFT57
Espécie	Humano
ID do Gene	55081
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-429 do IFT57 humano (NP_060480.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NWB7
Peso Proteico	49kDa
Envio	Saco de gelo