

Anticorpo Policlonal Anti-Ift74 Para Wb, Elisa - Q96Lb3

Número do item: CM0017492

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o homólogo da proteína 74 do transporte intraflagelar (IFT74), validado para WB e ELISA, reativo com humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas sobre ciliogênese e flagelogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	IFT74 Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	CMG1; BBS22; CCDC2; CMG-1; JBTS40; SPGF58; IFT74
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	80173
ID do gene	80173
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-372 do IFT74 humano (NP_001092694.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q96LB3
Peso da proteína	69 kDa
Transporte	Bolsa de gelo