

Anti-Ift81 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q8Wya0

Número do item: CM0028351

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o IFT81 humano (CDV1), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Projetado para pesquisa de cílios/complexo IFT B e sinalização SHH. SWISS Q8WYA0.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IFT81 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DV1; CDV1; CDV-1; CDV1R; CDV-1R; SRTD19; IFT81
Espécie	Humano
GeneID	28981
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 550-676 do IFT81 humano (NP_054774.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WYA0
Peso da Proteína	80kDa
Envio	Saco com gelo