

Anticorpo Monoclonal Anti-Ift88 Para Wb, Elisa - Q13099

Número do item: CM0003869

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao IFT88 humano, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudar a biogênese do cílio primário e a autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-IFT88
Observações/Alias	DAF19; TG737; TTC10; hTg737; D13S1056E; IFT88
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8100
GeneID	8100
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 534-833 do IFT88 humano. (NP_783195.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13099
Peso da Proteína	93kDa
Envio	Bolsa de gelo