

Anticorpo Policlonal Anti-Ift88 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13099

Número do item: CM0013206

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-IFT88 validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de cílios e autofagia. (SWISS: Q13099)

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IFT88 Rabbit pAb
Observações/Alias	DAF19; TG737; TTC10; hTg737; D13S1056E; IFT88
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8100
GeneID	8100
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 534-833 da IFT88 humana (NP_783195.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13099
Peso da Proteína	93kDa
Envio	Bolsa de gelo