


Anticorpo Policlonal Anti-Igf1 Para Wb - P05019

Número do item: CM0020987



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o IGF1 humano (fator de crescimento semelhante à insulina I) para Western blot. Reage com camundongo e rato. Adequado para o estudo da sinalização de fatores de crescimento, apoptose e desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	IGF1 Rabbit pAb
Observações/alias	IGF; MGF; IGFI; IGF-I; IGF1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3479
GeneID	3479
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 65-165 do IGF1 humano (NP_000609.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	P05019
Peso da proteína	22 kDa
Envio	Bolsa de gelo