


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Igf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05019

Número do item: CM0017281



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra IGF1 humano (fator de crescimento semelhante à insulina 1), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com IGF1 de rato. Ideal para estudos de sinalização de fatores de crescimento, metabolismo e pesquisa em câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IGF1 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	IGF; MGF; IGF-I; IGF1
Espécie	Humano
GeneID	3479
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do IGF1 humano (NP_000609.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P05019
Peso Proteico	22kDa
Envio	Em saco de gelo