

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Igf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05019

Número do item: CM0017250



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra IGF1 humano para Western blot, imunohistoquímica e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Aplicável em pesquisas sobre sinalização de fatores de crescimento, metabolismo e neurociência.

[Saiba mais](#)

Especificações do produto	Detalhes
Nome do produto	IGF1 Rabbit pAb
Observações/Alcunha	IGF; MGF; IGFI; IGF-I; IGF1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3479
GeneID	3479
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do IGF1 humano (NP_000609.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P05019
Peso da proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo