

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Igf1R Para Wb, Elisa - P08069

Número do item: CM0018374



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado ao IGF1R humano (CD221/IGFIR). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada a camundongo e rato. Adequado para estudar a sinalização de IGF, biologia do câncer e proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado KD] IGF1R Rabbit pAb
Observações/Alias	IGFR; CD221; IGFIR; JTK13; 1R
Espécie	Humano
GeneID	3480
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1201-1367 do IGF1R humano (NP_000866.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08069
Peso Proteico	155kDa
Transporte	Bolsa de gelo