


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Igf2 Para If/Icc - P01344

Número do item: CM0023642



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o IGF2 humano, adequado para IF/ICC. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos sobre crescimento fetal, metabolismo da glicose e diferenciação tecidual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	IGF2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IGF2; C11orf43; GRDF; IGF-II; PP9974; fator de crescimento semelhante à insulina 2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3481
GeneID	3481
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 70-180 do IGF2 humano (P01344).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01344
Peso da Proteína	20kDa/26kDa
Envio	Saco com gelo