


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Igf2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01344

Número do item: CM0021502



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho IGF2 validado para aplicações WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada para amostras humanas, de camundongo e de rato. O imunógeno recombinante garante a detecção confiável do fator de crescimento semelhante à insulina II em estudos de crescimento fetal, metabolismo e diferenciação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IGF2 pAb Coelho
Observações/Apelido	GRDF; SRS3; IGF-II; PP9974; C11orf43; IGF2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3481
GeneID	3481
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-180 do IGF2 humano (NP_000603.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01344
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco de gelo