

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Igf2Bp1/Imp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nzi8

Número do item: CM0017540



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho IGF2BP1/IMP1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta IGF2BP1 humano, de camundongo e rato; ideal para pesquisas de biologia de RNA, câncer e neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IGF2BP1/IMP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IMP1; ZBP1; CRDBP; IMP-1; CRD-BP; VICKZ1; IGF2BP1/IMP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10642
ID do Gene	10642
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 478-577 do IGF2BP1/IMP1 humano (NP_006537.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NZI8
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Saco com gelo