


Anticorpo Monoclonal Anti-Igf2Bp2/Imp2 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y6M1

Número do item: CM0004970



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-IGF2BP2/IMP2 para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reage com IGF2BP2/IMP2 humano (66/62 kDa), uma proteína de ligação a RNA que regula a estabilidade e o transporte de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho IGF2BP2/IMP2
Observações/Apelido	IMP2; IMP-2; VICKZ2; IGF2BP2/IMP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10644
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 500-595 do IGF2BP2/IMP2 humano (NP_001007226.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y6M1
Peso Proteico	66 kDa/62 kDa
Envio	Em saco de gelo