


Anticorpo Policlonais Anti-Igf2Bp2/Imp2 Para If/Icc, Elisa - Q9Y6M1

Número do item: CM0013165



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo o IGF2BP2/IMP2 humano (também conhecido como IMP-2, VICKZ2), validado para IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Estude sua função no transporte de mRNA e controle da tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IGF2BP2/IMP2 pAb de coelho
Observações/Apelidos	IMP2; IMP-2; VICKZ2; IGF2BP2/IMP2
Espécie	Humano
GeneID	10644 (Humano)
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-599 do IGF2BP2/IMP2 humano (NP_006539.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6M1
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Bolsa de gelo