


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Igf2Bp2/Imp2 Para Wb, If, Elisa - Q9Y6M1

Número do item: CM0022859



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IGF2BP2/IMP2 humano. Validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo uma proteína de ~66kDa envolvida na estabilidade e transporte de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	IGF2BP2/IMP2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IMP2; IMP-2; VICKZ2; IGF2BP2/IMP2
Espécie	Humano
GeneID	10644
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 330-599 do IGF2BP2/IMP2 humano (NP_006539.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6M1
Peso Proteico	66kDa
Envio	Saco de Gelo