


Anticorpo Policlonal Anti-Igf2Bp3 Para Wb, Elisa - 000425

Número do item: CM0028782



introdução

pAb de Coelho IGF2BP3 para WB, ELISA. Validado em Humano, Rato, Camundongo. Tem como alvo a proteína de ligação ao mRNA do fator de crescimento semelhante à insulina 2 (IMP3/KOC). Ideal para pesquisas sobre câncer e estudos de biologia de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho IGF2BP3
Observações/Apelido	KOC, CT98, IMP3, KOC1, IMP-3, VICKZ3
Espécie	Humano
GeneID	10643
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do IGF2BP3 humano (NP_006538.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00425
Peso Proteico	64kDa
Envio	Saco de gelo