


Anticorpo Policlonal Anti-Igf2Bp3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O00425

Número do item: CM0029972



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IGF2BP3 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA com reatividade cruzada para rato e camundongo. Ideal para pesquisa de proteínas de ligação a RNA em câncer e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IGF2BP3 Coelho pAb
Observações/Apelido	KOC, CT98, IMP3, KOC1, IMP-3, VICKZ3, IGF2BP3
Espécie	Humano
GeneID	10643 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-579 do IGF2BP3 humano (NP_006538.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00425
Peso Proteico	64kDa
Envio	Saco de gelo