

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Igf2Bp3/Imp3 Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - O00425

Número do item: CM0006563



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra IGF2BP3/IMP3 humano, validado para WB, IP, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre câncer e proteínas de ligação ao RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IGF2BP3/IMP3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	KOC; CT98; IMP3; KOC1; IMP-3; VICKZ3; IGF2BP3/IMP3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10643
GeneID	10643
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-579 do IGF2BP3/IMP3 humano (NP_006538.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00425
Peso da Proteína	64 kDa
Envio	Saco de gelo