


Anticorpo Policlonal Anti-Igfals Para Wb, Elisa - P35858

Número do item: CM0013889



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-humano IGFALS validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. IGFALS, uma proteína plasmática secretada, regula a biodisponibilidade de IGF via formação de complexo ternário. Ideal para estudar interações proteicas e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IGFALS Coelho pAb
Observações/Apelido	ALS; ACLSD; IGFALS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3483
GeneID	3483
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 396-605 do IGFALS humano (NP_004961.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P35858
Peso Proteico	66kDa
Envio	Saco de gelo