

Anticorpo Monoclonal Anti-Igfbp1 Para Wb, Elisa - P08833

Número do item: CM0002865



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra IGFBP1 humano, adequado para Western blot e ELISA. O IGFBP1 regula a biodisponibilidade de IGF e a migração celular; útil para pesquisa de fatores de crescimento e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IGFBP1 Rabbit mAb
Observações/Alias	AFBP, IBP1, PP12, IGF-BP25, hIGFBP-1, IGFBP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3484
GeneID	3484
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 160-259 do IGFBP1 humano (P08833).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08833
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo