

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Igfbp1 Para Wb, Elisa - P08833

Número do item: CM0017045



introdução

O pAb de coelho IGFBP1 é um anticorpo policlonal direcionado à proteína 1 de ligação ao fator de crescimento semelhante à insulina humana, validado para Western blot e ELISA. Adequado para pesquisas sobre sinalização de IGF, migração celular e regulação da apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho IGFBP1
Observações/alias	AFBP; IBP1; PP12; IGF-BP25; hIGFBP-1; IGFBP1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	3484
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-250 da IGFBP1 humana (NP_000587.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P08833
Peso da proteína	28 kDa
Envio	Bolsa de gelo