


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Igfbp2 Para Wb E Elisa - P18065

Número do item: CM0018020



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra IGFBP2 humana, para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Reconhece uma proteína de aproximadamente 35 kDa. Ideal para investigar a proliferação, diferenciação e migração mediadas por IGF.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	IGFBP2 pAb de coelho
Observações/Apelidos	IBP2; IGF-BP53; IGFBP2
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	3485
ID do gene	3485
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 da IGFBP2 humana (NP_000588.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P18065
Peso da proteína	35 kDa
Envio	Bolsa de gelo