


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Igfbp3 Para Wb E Elisa - P17936

Número do item: CM0016439



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o IGFBP3 humano, validado para Western blot e ELISA. Detecta uma banda de 32 kDa e reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos sobre sinalização de IGF e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IGFBP3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	IBP3; BP-53; IGFBP3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3486
ID do Gene	3486
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 100-200 do IGFBP3 humano (NP_000589.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17936
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de gelo