

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Igfbp3 Para Wb E Elisa - P47878

Número do item: CM0029803

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IGFBP3 de rato, validado para WB e ELISA. Detecta IGFBP3 de rato e rato. Adequado para estudos de apoptose e sinalização de IGF.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IGFBP3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	IGFBP-3; IGfbp3
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	3486
GeneID	16009
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-292 do IGFBP3 de rato (NP_032369.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato, Ratazana
SWISS	P47878
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de gelo