

Anti-Igfbp4 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P22692

Número do item: CM0015630



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho IGFBP4 validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudar a biodisponibilidade de IGF e regulação do crescimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IGFBP4 pAb Coelho
Observações/Apelido	BP-4; IBP4; IGFBP-4; HT29-IGFBP; IGFBP4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3487
GeneID	3487
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 178-258 do IGFBP4 humano (NP_001543.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P22692
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo